

CUISSARD MONOBLOC CONIQUE À 1 POCHE POUR GARROT DDM

Ref. GCCM106



DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
I
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2 ANS
2 YEARS
GUARANTEE



📅 15/03/2026 00:18:17 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CUISSARD MONOBLOC CONIQUE À 1 POCHE POUR GARROT DDM

Ref. [GCCM106](#)

Le cuissard conique monobloc à un poche décontaminable!

Description

Ces cuissards monobloc en PU sont **décontaminables**. De forme **conique** avec une seule poche ils sont composés d'un ensemble monobloc avec une fixation velcro.

Ils disposent d'un éventail de tailles identifiables par un code couleur sur la tubulure. (A: largeur de la poche; B: longueur de la poche, C longueur totale)

			A	B	C
• Cuissard adulte (GCCM104)	tubulure violette	10	62	76	
• Cuissard adulte L (GCCM105)	tubulure vert	10	76	90	
• Cuissard adulte XL (GCCM106)	tubulure grise	10	82	100	
• Cuissard adulte XXL (GCCM107)	tubulure rouge	10	107	122	

Les cuissards ne sont pas stérilisables mais peuvent être nettoyés à sec ou immergés en veillant à maintenir le connecteur (sur la tubulure) hors de l'eau.

CUISSARD MONOBLOC CONIQUE À 1 POCHE POUR GARROT DDM

Ref. [GCCM106](#)

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700468207757	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	France

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

 15/03/2026 00:18:17 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.