


STÉTHOSCOPES IDÉAL + HOLTEX, ADULTE, PAVILLON SIMPLE MÉTALLIQUE

Ref. DH7081_N



16/03/2026 22:57:46 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

STÉTHOSCOPE IDÉAL + HOLTEX, ADULTE, PAVILLON SIMPLE MÉTALLIQUE

Ref. [DH7081_N](#)



Stéthoscope adulte à pavillon simple, conçu pour une auscultation fiable et précise.

Description

- Stéthoscope à pavillon simple métallique adulte (Ø : 45 mm)
- Bague anti-froid et pavillon de la couleur du tube
- Lyre en Aluminium incorporée à la tubulure
- Également disponible en pavillon double pour adulte et un modèle pédiatrique

Disponible en Noir (DH7081_N) ou Rouge (DH7081_R)

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661041000120	Code douanier	9018908400
Garantie (mois)	12	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.15

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	70
Humidité mini	20	Humidité maxi	85

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Noir	Unité emballée / Quantité	1
----------	------	---------------------------	---