

# SONDES D'ASPIRATION CH 20 CA-MI (LOT DE 10 PCS)

Ref. BCASPI200



 17/03/2026 23:12:34 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# SONDES D'ASPIRATION CH 20 CA-MI (LOT DE 10 PCS)

Ref. [BCASPI200](#)



## Description

Sondes d'aspiration trachéo-bronchique pour aspirateurs de mucosité CA-MI  
 Sondes destinées à être utilisées avec les aspirateurs à mucosités électriques CA-MI :  
 Aspiret / Askir 20 / Askir 30 / Askir C30 / Askir 36 BR / New Askir 36 BR Li-ON / New Askir 230/12v BR / New Aspiret

Diamètre de la sonde : 6.67mm

Longueur de la sonde : 500 mm

Sondes à Usage Unique  
 Sachet de 10 pièces.

## Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661040162072	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	12	Pays	Chine

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.2
Unité nue / Poids (kg)	0.2		

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	45
Humidité mini	1	Humidité maxi	85

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 17/03/2026 23:12:34 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.