

**LAME MACINTOSH DE LARYNGOSCOPE  
LUXAMED®, F.O. INTÉGRÉE**

**Ref. E1.414.012**

**LUXAMED®**



# LAME MACINTOSH DE LARYNGOSCOPE LUXAMED®, F.O. INTÉGRÉE

**LUXAMED®**Ref. E1.414.012

Lames MACINTOSH de laryngoscope LUXAMED avec fibre optique intégrée.

## Description

Disponible en taille :

0 : E1.410.012

1 : E1.411.012

2 : E1.412.012

3 : E1.413.012

4 : E1.414.012

5 : E1.415.012

## Caractéristiques

| Marquage CE     | CE             | Dispositif Médical | Classe I  |
|-----------------|----------------|--------------------|-----------|
| Code barre      | 04260381960546 | Code douanier      | 90189084  |
| Garantie (mois) | 24             | Pays               | Allemagne |

### MESURES

|                                |    |                               |    |
|--------------------------------|----|-------------------------------|----|
| Unité emballée / Largeur (cm)  | nc | Unité emballée / Hauteur (cm) | nc |
| Unité emballée / Longueur (cm) | nc | Unité emballée / Poids (kg)   | nc |

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

|                  |    |                  |    |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | 5  | Température maxi | 40 |
| Humidité mini    | 10 | Humidité maxi    | 90 |

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

|        |          |
|--------|----------|
| Taille | Taille 4 |
|--------|----------|