



# *Lian<sup>®</sup> nm*

Le tensiomètre manopaire ambidextre



CE  
0459



Spengler S.A.S | 30 rue Jean de Guiramand | 13290 AIX-EN-PROVENCE | FRANCE

[www.spengler.fr](http://www.spengler.fr)

Tél. : +33 (0)4 42 90 31 31  
Mail : [contact@spengler.fr](mailto:contact@spengler.fr)

# Lian<sup>®</sup> nm

Le tensiomètre manopaire ambidextre



## AMBIDEXTRE

Position centrale du robinet de décompression arrière, sans cuillère.. Utilisation droitier ou gaucher  
Décompression progressive et contrôlée par valve ultra-précise.



## SOLIDE ET PRÉCIS

Matériau indéformable, anti-corrosion. Protection optimale du mécanisme. Protège-manomètre en mousse. Graduations/aiguille Mesures lisibles sous tous les angles. Echelle de mesure dilatée : précision augmentée.



## DES BRASSARDS ADAPTÉS

En nylon indéformable ou coton lavable à 30-40° C. Fermeture velcro. Plusieurs tailles disponibles. Calibré (repères des limites de la circonférence du bras) : évite les erreurs de mesure. Poche gonflable simple tubulure. Poche en caoutchouc "haute résistance". Existe aussi avec une version décontaminable.



## POIRE DE GONFLAGE SANS LATEX

Volume maximum et forme ergonomique : prise en main confortable et gonflage rapide

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Type              | Manopaire anéroïde       | Fabrication française  |
|-------------------|--------------------------|--|
| Manomètre         | Boîtier                  | Zamac injecté, chromé, indéformable<br>Ø 57 mm   |
|                   | Ensemble                 | Mécanisme précision : ± 3 mmhg<br>Alliage cuivre-béryllium à élasticité constante              |
|                   | Cadran                   | Graduations : 0-300 mmhg Ø 50 mm<br>Marquage : numéro de série du modèle                       |
|                   | Protège-manomètre        | Mousse bleue (Ø 57 mm)   |
|                   | Raccord de tube de poche | Coupleur à vis femelle en laiton chromé  |
| Poire complète    | Poire                    | Modèle Classic de Spengler   |
|                   | Robinet                  | Laiton chromé<br>Décompression précise et constante par valve                                  |
| Brassard          | Fixation                 | Velcro   |
|                   | Matière                  | Nylon et Coton<br>Marquage : Index (taille, artère), instructions de lavage                    |
| Poche             | Simple tubulure          | Caoutchouc "haute résistance" à l'ozone et aux U.V.<br>Marquage : mois et année de fabrication |
|                   | Raccord de manomètre     | Embout à vis mâle en laiton chromé   |
| Packaging         | Trousse                  | Nylon noir à fermeture éclair  |
| Garantie Spengler | 2 Ans                    | Sauf consommables (poires, poches, brassards)  |
| Garantie légale   | À vie                    | Contre tout défaut et vice de fabrication caché  |



[www.spengler.fr](http://www.spengler.fr)

Spengler S.A.S | 30 rue Jean de Guiramand | 13290 AIX-EN-PROVENCE | FRANCE

Tél. : +33 (0)4 42 90 31 31  
Mail : [contact@spengler.fr](mailto:contact@spengler.fr)

# Lian<sup>®</sup> nm

## Le tensiomètre manopaire ambidextre

Les tensiomètres Spengler sont des appareils de mesure de précision grâce à leurs mécanismes internes comparables à un mécanisme d'horlogerie. Chaque tensiomètre est calibré pour répondre aux usages répétés de la prise de tension sur une très longue durée. A chaque tensiomètre est attribué un numéro de série qui permet d'assurer sa traçabilité pendant toute la durée de sa vie.



| Références | Modèles   | Dimensions poche |
|------------|---|------------------|
| 520 630    | Lian NM <sup>®</sup> Pack multi-brassard (L, M et S)                                      |                  |
| 520 620    | Lian NM <sup>®</sup> nylon gris large adulte (L)  | 16 x 32 cm       |
| 520 621    | Lian NM <sup>®</sup> nylon gris adulte (M)  | 12 x 27 cm       |
| 520 626    | Lian NM <sup>®</sup> nylon gris petit adulte/enfant (S)                                   | 8 x 23 cm        |
| 520 627    | Lian NM <sup>®</sup> coton marine, adulte (M)   | 12 x 27 cm       |
| 520 622    | Lian NM <sup>®</sup> coton motifs, petit adulte/enfant (S)                                | 8 x 23 cm        |
| 520 660    | Lian NM <sup>®</sup> brassard Clinic (décontaminable par immersion, multi-brassard L-M-S) |                  |
| 334 150    | lot de brassard version pédiatre (S, XS, XXS coton motif)                                 |                  |
| 334 125    | lot de brassard version généraliste (XL, L, M, S nylon)                                   |                  |



## LA QUALITÉ SPENGLER

### Marquage CE

Les tensiomètres Spengler dont le Lian NM<sup>®</sup> sont des dispositifs médicaux de classe I fonction mesurage. Ils sont conformes à la réglementation en vigueur en répondant parfaitement aux exigences générales de sécurité et de performance.

### Service après-vente

Spengler SAS assure la maintenance et la réparation des matériels. Rendez-vous sur le site Spengler dans la rubrique Contact.

### Garantie Spengler

Garantie Spengler de 2 ans (dans les conditions normales d'utilisation) : remise en état ou remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses (vice de fonctionnement provenant d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception) par notre service après-vente. Les brassards sont garantis 12 mois. La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.

### CONTRÔLE MÉTROLOGIQUE

Ce tensiomètre est un dispositif médical professionnel de précision. Il est recommandé d'en faire contrôler le bon fonctionnement et la précision tous les 2 ans.



[www.spengler.fr](http://www.spengler.fr)

Spengler S.A.S | 30 rue Jean de Guirmand | 13290 AIX-EN-PROVENCE | FRANCE

Tél. : +33 (0)4 42 90 31 31

Mail : [contact@spengler.fr](mailto:contact@spengler.fr)