

# MANCHETTE À PRESSION USAGE UNIQUE EASY FUSE DDM

Ref. M10500



18/03/2026 23:42:25 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# MANCHETTE À PRESSION USAGE UNIQUE EASY FUSE DDM

Ref. M10500



**La manchette à pression à usage unique fabriquée en France!**

## Description

Les manchettes à pression sont des dispositifs médicaux conçus pour un usage en bloc opératoire, en unités de soins intensifs ou dans les véhicules de transport d'urgence. Elles permettent d'accélérer manuellement la perfusion de sang et de solutés, lorsque la gravité ne permet pas d'atteindre les débits souhaités.

La manchette à pression EASY FUSE est à usage unique et compatible avec toutes les poches de soluté car elle existe en 3 tailles:

- 500cc
- 1000cc
- 3000cc

Surveillance optimisée et fiabilité

- **Usage unique**, pas de désinfection ni nettoyage
- Visualisation de la poche de soluté
- indicateur de pression avec régulateur en cas de surpression
- Décompression contrôlée avec un robinet à 3 voies
- Résistante car conçue en tissu enduit TPU

Toutes nos manchettes à pression sont fabriquées dans notre Manufacture de Castelculier près d'Agen.

**MANCHETTE À PRESSION USAGE UNIQUE  
EASY FUSE DDM**

Ref. M10500



**Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700468203810	Code douanier	98109084
Garantie (mois)	12	Pays	France

**MESURES**

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.15

**CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES**

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

**AUTRES CARACTÉRISTIQUES**

18/03/2026 23:42:25 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.