

**VAQUEZ-LAUBRY NANO BRASSARD  
VELCRO NYLON (S À L) SPENGLER**



Ref. 512210



**CE**  
**0459**

DISPOSITIF MEDICAL  
CLASSE  
**Im**  
MEDICAL DEVICE

GARANTIE  
**2** ANS  
2 YEARS  
GUARANTEE

19/03/2026 22:54:21 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# VAQUEZ-LAUBRY NANO BRASSARD VELCRO NYLON (S À L) SPENGLER



Ref. 512210

**Pour les professionnels de santé recherchant un instrument sans compromis entre praticité et précision.**

## Description

### GRANDE PRÉCISION DES MESURES

- Double tubulure pour une montée en pression linéaire
- Mécanisme «horlogerie» haute précision

### RÉSISTANT AUX CHOCS

- Grand cadran en ABS résistant aux chocs
- Protège manomètre en mousse antichoc

### CONFORT

- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro Spengler, le parfait mix entre maintien et praticité

### HAUT NIVEAU DE FINITION

- Support manomètre en croute de cuir

### BRASSARD

- Brassard taille S (20-28 cm), M ou L, Velcro, Nylon Oxford, noir

Livré avec une trousse de rangement.

# VAQUEZ-LAUBRY NANO BRASSARD VELCRO NYLON (S À L) SPENGLER



Ref. 512210

## Caractéristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Médical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3700446008628	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	24	Pays	France
<b>MESURES</b>			
Unité emballée / Largeur (cm)	14	Unité emballée / Hauteur (cm)	8
Unité emballée / Longueur (cm)	20	Unité emballée / Poids (kg)	0.654
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES</b>			
Température mini	-20	Température maxi	70
Humidité mini	20	Humidité maxi	85
<b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 19/03/2026 22:54:21 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.