

**VAQUEZ-LAUBRY NANO BRASSARD
VELCRO NYLON (S À L) SPENGLER**



Ref. 512220



CE
0459

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
Im
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2 ANS
2 YEARS
GUARANTEE

19/03/2026 23:29:41 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

VAQUEZ-LAUBRY NANO BRASSARD VELCRO NYLON (S À L) SPENGLER



Ref. 512220

Pour les professionnels de santé recherchant un instrument sans compromis entre praticité et précision.

Description

GRANDE PRÉCISION DES MESURES

- Double tubulure pour une montée en pression linéaire
- Mécanisme «horlogerie» haute précision

RÉSISTANT AUX CHOCS

- Grand cadran en ABS résistant aux chocs
- Protège manomètre en mousse antichoc

CONFORT

- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro Spengler, le parfait mix entre maintien et praticité

HAUT NIVEAU DE FINITION

- Support manomètre en croute de cuir

BRASSARD

- Brassard taille S (20-28 cm), M ou L, Velcro, Nylon Oxford, noir

Livré avec une trousse de rangement.

VAQUEZ-LAUBRY NANO BRASSARD VELCRO NYLON (S À L) SPENGLER



Ref. 512220

Caractéristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Médical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3700446007256	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	24	Pays	France
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.582
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	-20	Température maxi	70
Humidité mini	20	Humidité maxi	85
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 19/03/2026 23:29:41 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.