

## TROUSSE ELITE BAGS ISOTHERME/DIABÈTE DIABETIC

Ref. MEDIAB03\_RC

**ELITE BAGS**



19/03/2026 23:18:12 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## TROUSSE ELITE BAGS ISOTHERME/DIABÈTE DIABETIC



Ref. MEDIAB03\_RC

**Trousse élégante comprenant différents compartiments et bandes élastiques pour transporter de manière organisée le kit du diabétique**

### Description

- 1 poche à filet (bandelettes de test, lancettes, etc)
- 1 poche avec fermeture à velcro
- 1 élastique pour auto piqueur
- 2 élastiques de différentes tailles (pour pots, solution de contrôle, etc)
- 1 élastique avec protecteur d'écran pour le lecteur de glucose
- 1 compartiment isotherme pour les stylos à insuline avec poche pour gel froid
- 1 poche plate à l'extérieur
- Des tireurs longs pour faciliter l'ouverture
- Matériau: Polyester gris bi ton
- Poids: 0,12 kg.
- Mesures : 17 x 10 x 6 cm / 0.95L
- Coloris : Gris (MEDIAB03), noir (MEDIAB03\_N), bleu jean (MEDIAB03\_B) ou rose (MEDIAB03\_RC)
- Vendu vide

## TROUSSE ELITE BAGS ISOTHERME/DIABÈTE DIABETIC



Ref. [MEDIAB03\\_RC](#)

### Caractéristiques

|                 |               |                    |               |
|-----------------|---------------|--------------------|---------------|
| Marquage CE     | AUCUN         | Dispositif Médical | Non           |
| Code barre      | 8436564542465 | Code douanier      | 4202.12.99.90 |
| Garantie (mois) | 24            | Pays               | Chine         |

#### MESURES

|                                |       |                           |       |
|--------------------------------|-------|---------------------------|-------|
| Unité emballée / Largeur (cm)  | 19    | Unité nue / Largeur (cm)  | 6     |
| Unité emballée / Hauteur (cm)  | 6     | Unité nue / Hauteur (cm)  | 10    |
| Unité emballée / Longueur (cm) | 10    | Unité nue / Longueur (cm) | 17    |
| Unité emballée / Poids (kg)    | 0.248 | Unité nue / Poids (kg)    | 0.012 |

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

|                  |    |                  |    |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | NA | Température maxi | NA |
| Humidité mini    | NA | Humidité maxi    | NA |

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

|          |      |                           |   |
|----------|------|---------------------------|---|
| Couleurs | Rose | Unité emballée / Quantité | 1 |
|----------|------|---------------------------|---|