

**LAMPE STYLO, LED - LUXAMED®**

Ref. D1.311.912

**LUXAMED®**



La lampe-stylo LED de Luxamed est résistante et tient durablement dans le temps grâce à la technologie LED !

Cette technologie permet un champ de vision libre sans ombre et un éclairage optimal dans la zone d'application. Les LED sont alimentées par un courant constant garantissant une durée de vie considérablement plus longue

📅 24/03/2026 23:06:38 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## LAMPE STYLO, LED - LUXAMED®

Ref. D1.311.912

**LUXAMED®**

### Description

Lampe stylo pour un examen optimal des yeux et de la gorge, avec lumière LED approuvée pour l'examen des yeux.

- Haute résistance de la lampe-stylo en ABS plastique
- Durée de vie des LED : environ 100 000 heures avec un courant constant
- Intensité lumineuse : entre 18 000 et 22 000 mcd
- Température de couleur, environ : 7000K
- Tension : 3.0V
- Alim. : 2x piles alcalines AAA, incl
- Poids : 31.5 g

Existe en coloris :

Blanc (Ref : D1.211.912)

Bleu (Ref : D1.211.212)

Gris (Ref : D1.211.312)

Jaune (Ref : D1.211.512)

Kids (Ref : D1.311.912)

Noir (Ref : D1.211.112)

Rouge (Ref : D1.211.412)

Vert (Ref : D1.211.612)

## LAMPE STYLO, LED - LUXAMED®

Ref. D1.311.912

**LUXAMED®**

### Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	04260381963332	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Allemagne

#### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc
Unité nue / Poids (kg)	0.04		

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-10	Température maxi	40
Humidité mini	10	Humidité maxi	90

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Kids
----------	------