

LAMPE STYLO, LED - LUXAMED®

Ref. D1.211.912

LUXAMED®



📅 24/03/2026 23:12:37 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

LAMPE STYLO, LED - LUXAMED®

Ref. D1.211.912

LUXAMED®

La lampe-stylo LED de Luxamed est résistante et tient durablement dans le temps grâce à la technologie LED !

Cette technologie permet un champ de vision libre sans ombre et un éclairage optimal dans la zone d'application. Les LED sont alimentées par un courant constant garantissant une durée de vie considérablement plus longue

Description

Lampe stylo pour un examen optimal des yeux et de la gorge, avec lumière LED approuvée pour l'examen des yeux.

- Haute résistance de la lampe-stylo en ABS plastique
- Durée de vie des LED : environ 100 000 heures avec un courant constant
- Intensité lumineuse : entre 18 000 et 22 000 mcd
- Température de couleur, environ : 7000K
- Tension : 3.0V
- Alim. : 2x piles alcalines AAA, incl
- Poids : 31.5 g

Existe en coloris :

Blanc (Ref : D1.211.912)

Bleu (Ref : D1.211.212)

Gris (Ref : D1.211.312)

Jaune (Ref : D1.211.512)

Kids (Ref : D1.311.912)

Noir (Ref : D1.211.112)

Rouge (Ref : D1.211.412)

LAMPE STYLO, LED - LUXAMED®

LUXAMED®Ref. D1.211.912

Vert (Ref : D1.211.612)

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	04260381961734	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Allemagne

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.35
Unité nue / Poids (kg)	0.04		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-10	Température maxi	40
Humidité mini	10	Humidité maxi	90

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Blanc
----------	-------