

TENSIOMÈTRE EASY 3 NOIR, BRASSARD SANS POCHE HOLTEX

Ref. DS99322_N



CE
0123



02/04/2026 00:06:22 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

TENSIOMÈTRE EASY 3 NOIR, BRASSARD SANS POCHE HOLTEX


Ref. DS99322_N



Boitier anti choc

Description

- Tensiomètre avec brassard sans poche, sans latex, en nylon lavable, noir à fermeture velcro
- Graduation de 0 à 300 mmHg
- Boîtier antichoc
- Longueur du tube : 65 cm
- Poire en caoutchouc noir avec cuillère ergonomique de maintien
- Livré avec trousse de rangement en nylon
- Brassard disponible en taille nourrisson (13 à 20 cm, ref DS99521_N) / enfant (18cm à 26 cm, ref DS99421_N) / adulte (26 à 35 cm, ref DS99322_N) / bras fort (32cm à 42 cm, ref DS99603_N) / Multibrassard

 02/04/2026 00:06:22 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

TENSIOMÈTRE EASY 3 NOIR, BRASSARD SANS POCHE HOLTEX



Ref. [DS99322_N](#)

Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3661040173016	Code douanier	90189020
Garantie (mois)	12	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	12	Unité emballée / Hauteur (cm)	8
Unité emballée / Longueur (cm)	18	Unité emballée / Poids (kg)	0.34
Unité nue / Poids (kg)	0.5		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	70
Humidité mini	10	Humidité maxi	85

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 02/04/2026 00:06:22 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.