

BRASSARD ET CUISSARD DROIT À DEUX POCHES POUR GARROT DDM

Ref. GBS202



Les brassards et cuissards droit à deux poches!

Description

Les brassards pour garrots DDM sont en polyester. Ils sont désinfectables et autoclavables. Ils sont composés de **deux poches amovibles** en silicone pour faciliter le passage dans l'autoclave.

Ceux là sont disponibles de forme droite.

Il existent en plusieurs tailles

Dimensions de la poche en cm

Brassard enfant (GBS202)	2 x (35.5 x 6cm)
Brassard adulte (GCS204)	2 x (53 x 6cm)
et cuissard adulte	2 x (69 x 9 cm)

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700468203513	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	France

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

📅 02/04/2026 02:18:45 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.