

# CUISSARD MONOBLOC CONIQUE 1 POCHE AVEC SANGLE POUR GARROT DDM

Ref. GCCMS106

Le cuissard conique à 1 poche avec sangle décontaminable!

## Description

Ces cuissards monobloc en PU sont **décontaminables**. De forme **conique** avec une seule poche ils sont composés d'un ensemble monobloc avec une sangle pour assurer la fixation velcro.

Ils disposent d'un éventail de tailles identifiables par un code couleur sur la tubulure. (A: largeur de la poche; B: longueur de la poche, C longueur totale)

		A	B	C
• Cuissard adulte (GCCMS104)	tubulure violette	10	62	76
• Cuissard adulte L (GCCMS105)	tubulure vert	10	76	90
• Cuissard adulte XL (GCCMS106)	tubulure grise	10	82	100
• Cuissard adulte XXL (GCCMS107)	tubulure rouge	10	107	122

Les cuissards ne sont pas stérilisables mais peuvent être nettoyés à sec ou immergés en veillant à maintenir le connecteur (sur la tubulure) hors de l'eau.

# CUISSARD MONOBLOC CONIQUE 1 POCHE AVEC SANGLE POUR GARROT DDM

Ref. [GCCMS106](#)

## Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700468208464	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	France

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

📅 02/04/2026 01:25:16 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.