

# CUISSARD CONIQUE AUTOCLAVABLE À 1 POCHE POUR GARROT DDM

Ref. GCCS104



ces cuissards sont autoclavables!

## Description

Ces cuissards pour garrots DDM sont en polyester. Ils sont désinfectables et autoclavables. Ils sont composés de **d'une poche amovible** en silicone pour faciliter le passage dans l'autoclave.

Ceux là sont disponibles de **forme conique**.

Il existent en plusieurs tailles

### Dimensions de la poche en cm

Cuissard adulte (GCCS104)	69 x 9 cm
Cuissard adulte L (GCCS105)	81 x 9 cm
Cuissard adulte XL (GCCS106)	85,5 x 12 cm

## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700468203551	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	France

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

📅 02/04/2026 01:44:58 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.