

# CUISSARD CONIQUE AUTOCLAVABLE À 1 POCHE POUR GARROT DDM

Ref. GCCS105

ces cuissards sont autoclavables!

## Description

Ces cuissards pour garrots DDM sont en polyester. Ils sont désinfectables et autoclavables. Ils sont composés de **d'une poche amovible** en silicone pour faciliter le passage dans l'autoclave.

Ceux là sont disponibles de **forme conique**.

Il existent en plusieurs tailles

### Dimensions de la poche en cm

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Cuissard adulte (GCCS104)    | 69 x 9 cm    |
| Cuissard adulte L (GCCS105)  | 81 x 9 cm    |
| Cuissard adulte XL (GCCS106) | 85,5 x 12 cm |

## Caractéristiques

|                 |               |                    |          |
|-----------------|---------------|--------------------|----------|
| Marquage CE     | CE            | Dispositif Médical | Classe I |
| Code barre      | 3700468203568 | Code douanier      | 90189084 |
| Garantie (mois) | 24            | Pays               | France   |

### MESURES

|                                |    |                               |    |
|--------------------------------|----|-------------------------------|----|
| Unité emballée / Largeur (cm)  | nc | Unité emballée / Hauteur (cm) | nc |
| Unité emballée / Longueur (cm) | nc | Unité emballée / Poids (kg)   | nc |

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

|                  |    |                  |    |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | NA | Température maxi | NA |
| Humidité mini    | NA | Humidité maxi    | NA |

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

 02/04/2026 01:59:12 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.