


CUISSARD POLYESTER AUTOCLAVABLE DROIT 1 POCHE POUR GARROT DDM

Ref. GCS106



CE



02/04/2026 01:58:11 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CUISSARD POLYESTER AUTOCLAVABLE DROIT 1 POCHE POUR GARROT DDM

Ref. GCS106

Ces cuissards pour Garrot DDM sont autoclavables

Description


Les cuissards pour garrots DDM sont en polyester. Ils sont désinfectables et autoclavables. Ils sont composés d'une poche amovible en silicone pour faciliter le passage dans l'autoclave.

Ceux là sont disponibles de forme droite.

Il existent en plusieurs tailles

Dimensions de la poche en cm

Cuissard enfant	35.5 x 6 cm
Cuissard petit adulte	53 x 6 cm
Cuissard adulte	69 x 9 cm
Cuissard adulte L	81 x 9 cm
Cuissard adulte XL	85.5 x 12 cm

 02/04/2026 01:58:11 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CUISSARD POLYESTER AUTOCLAVABLE DROIT 1 POCHE POUR GARROT DDM

Ref. GCS106

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700468203681	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	France

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-10	Température maxi	40
Humidité mini	30	Humidité maxi	40

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

📅 02/04/2026 01:58:11 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.