

STÉTHOSCOPE SPENGLER LAUBRY CHROME SIMPLE PAVILLON

Ref. 507300



02/04/2026 00:31:52 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

STÉTHOSCOPE SPENGLER LAUBRY CHROME SIMPLE PAVILLON



Ref. 507300

Le célèbre cardiophone, look vintage pour un stéthoscope de très haute précision

Description

Le célèbre cardiophone.
Idéal pour la prise de tension et l'auscultation générale.

- Simple pavillon lourd (107 g) en alliage performance Zamac à la forme élégante et profilée pour une prise en main idéale
- Membrane haute résolution en résine époxy pour une auscultation des sons physiologiques dans une large gamme de fréquences
- Récepteur profilé pour un parfait contact avec la zone d'examen
- Lyre en laiton, légère, orientée à l'anatomie auriculaire
- Tubulure ultra performante pour optimiser l'écoute
- Embouts auriculaires confortables et Bague antifroid

Disponible en Noir (507300)

STÉTHOSCOPE SPENGLER LAUBRY CHROME SIMPLE PAVILLON



Ref. 507300

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446009151	Code douanier	9018.90.20.00-9
Garantie (mois)	60		
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	16	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	32	Unité emballée / Poids (kg)	0.393
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Couleurs	Noir	Unité emballée / Quantité	1

📅 02/04/2026 00:31:52 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.