

# STÉTHOSCOPE SPENGLER LAUBRY CHROME SIMPLE PAVILLON

Ref. 507308



CE



02/04/2026 01:56:51 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# STÉTHOSCOPE SPENGLER LAUBRY CHROME SIMPLE PAVILLON



Ref. 507308

**Le célèbre cardiophone, look vintage pour un stéthoscope de très haute précision**

## Description

Le célèbre cardiophone.  
Idéal pour la prise de tension et l'auscultation générale.

- Simple pavillon lourd (107 g) en alliage performance Zamac à la forme élégante et profilée pour une prise en main idéale
- Membrane haute résolution en résine époxy pour une auscultation des sons physiologiques dans une large gamme de fréquences
- Récepteur profilé pour un parfait contact avec la zone d'examen
- Lyre en laiton, légère, orientée à l'anatomie auriculaire
- Tubulure ultra performante pour optimiser l'écoute
- Embouts auriculaires confortables et Bague antifroid

Disponible en Noir (507300)

## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446026523	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	60		

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.393

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Rouge	Unité emballée / Quantité	1
----------	-------	---------------------------	---

📅 02/04/2026 01:56:51 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.