

**LAME MILLER DE LARYNGOSCOPE
LUXAMED®, F.O. REMPLAÇABLE**

LUXAMED®

Ref. E1.324.012



CE



Lames MILLER de laryngoscope LUXAMED® pour fibre optique remplaçable

Description


Les lames MILLER de laryngoscope LUXAMED® pour fibre optique remplaçable sont disponibles en plusieurs tailles.

02/04/2026 01:40:10 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

LAME MILLER DE LARYNGOSCOPE LUXAMED®, F.O. REMPLAÇABLE

LUXAMED®

Ref. E1.324.012



	A(mm)	B(mm)
Taille 00	64	11
Taille 0	74	11
Taille 1	101	11
Taille 2	152	13
Taille 3	194	13
Taille 4	204	17

- Lame pour fibre optique remplaçable
- Conçue en acier inoxydable de haute qualité pour une longue durée de vie
- 5500 fibres pour atteindre une durée de vie et une intensité lumineuse maximales
- Eclairage optimal avec la plus grande section possible (4mm de diamètre)
- Eclairage d'environ 10 500 Lux pour 3.7V LED
- Compatible avec tous les manches conformes à l'ISO 7376 (standard ecoresponsable)
- Autoclavable jusqu'à 134°C (environ 4 000 fois)
- Datamatrix avec toutes les informations importantes pour la traçabilité

📅 02/04/2026 01:40:10 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

LAME MILLER DE LARYNGOSCOPE LUXAMED®, F.O. REMPLAÇABLE

LUXAMED®

Ref. E1.324.012

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	04260381960485	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Allemagne

MESURES


Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	5	Température maxi	40
Humidité mini	10	Humidité maxi	90

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Taille	Taille 4
--------	----------

 02/04/2026 01:40:10 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.