

# BRASSARD MONOBLOC DROIT 1 POCHE VELCRO POUR GARROT DDM

Ref. GBDM103

# DDM



CE

DISPOSITIF MEDICAL  
CLASSE  
**I**  
MEDICAL DEVICE

GARANTIE  
2 ANS  
**2**  
2 YEARS  
GUARANTEE



📅 02/04/2026 02:17:31 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# BRASSARD MONOBLOC DROIT 1 POCHE VELCRO POUR GARROT DDM

Ref. GBDM103



Les brassards monobloc à une poche, décontaminables pour garrot DDM

## Description

Ces brassards monobloc en PU sont décontaminables. De forme droite avec une seule poche ils sont composés d'un ensemble monobloc avec un ruban pour sécuriser la fixation velcro.

Ils disposent d'un éventail de tailles identifiables par un code couleur sur la tubulure. (A: largeur de la poche; B: longueur de la poche, C longueur totale)

		A	B	C
• Brassard nourrisson	tubulure blanche	3.5	29	38
• Brassard enfant	tubulure rose	4.5	35	48
• Brassard petit adulte	tubulure parme	6	46	61
• Brassard adulte	tubulure bleu-ciel	8	46	67
• Brassard adulte L	tubulure turquoise	10	47	70

Les brassards ne sont pas stérilisables mais peuvent être nettoyés à sec ou immergés en veillant à maintenir le connecteu (sur la tubulure) hors de l'eau.

**BRASSARD MONOBLOC DROIT 1 POCHE  
VELCRO POUR GARROT DDM**

Ref. GBDM103



**Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700468207856	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	France

**MESURES**

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.5

**CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES**

Température mini	-10	Température maxi	40
Humidité mini	30	Humidité maxi	40

**AUTRES CARACTÉRISTIQUES**

📅 02/04/2026 02:17:31 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.