

HARICOT INOX, 21 X 11,5 X 4 CM

Ref. AI20124



02/04/2026 23:10:42 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

HARICOT INOX, 21 X 11,5 X 4 CM

Ref. [AI20124](#)



Idéal pour ranger des instruments ou poser temporairement des déchets médicaux

Description

- Décontamination avec détergent et désinfectant
- Stérilisable à l'autoclave (134°-18 minutes)
- Dans l'onglet « DOCUMENTS JOINTS », vous pouvez télécharger la notice de « Nettoyage et stérilisation »
- Référence 100% IN-STORE : cette référence d'instrumentation de service est garantie disponible immédiatement
- Existe en différentes dimensions

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040019529	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	12	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	14	Unité nue / Largeur (cm)	11.5
Unité emballée / Hauteur (cm)	10	Unité nue / Hauteur (cm)	4
Unité emballée / Longueur (cm)	23	Unité nue / Longueur (cm)	21
Unité emballée / Poids (kg)	0.133	Unité nue / Poids (kg)	0.133
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 02/04/2026 23:10:42 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.