

SUPPORT MURAL POUR COMEN NC3/NC5

COMEN

Ref. [BCMONI06](#)

Un support mural solide pour garder le moniteur Comen NC3/NC5 bien fixé et accessible.

Description

Ce support mural est conçu pour accueillir les moniteurs Comen NC3 et NC5 en toute sécurité. Il permet une installation stable et pratique, idéale pour optimiser l'espace dans les environnements médicaux tout en facilitant l'accès au dispositif.

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661040219219	Code douanier	9018193010
Pays	Chine		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---