

## THERMOMÈTRE TYMPANIQUE DE REPLACEMENT POUR COMEN NC3/NC5

COMEN

Ref. BCTHER01



**Le thermomètre à infra rouge sans fil qui donne une mesure en 2 à 3 secondes!**

02/04/2026 23:27:58 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# THERMOMÈTRE TYMPANIQUE DE REPLACEMENT POUR COMEN NC3/NC5

# COMEN

Ref. BCTHER01

## Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661040219349	Code douanier	9025199010
Garantie (mois)	6	Pays	Chine

### MESURES


Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc
Unité nue / Poids (kg)	0.1		

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1		
---------------------------	---	--	--

 02/04/2026 23:27:58 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.