

# MANCHE BISTOURI N°3, LONGUEUR 12,5 CM

Ref. ID05403



02/04/2026 23:21:59 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# MANCHE BISTOURI N°3, LONGUEUR 12,5 CM

Ref. ID05403



**Utilisé lors des interventions chirurgicales, notamment pour faire des incisions.**

## Description

- Non stérile
- Produit unitaire

Les instruments Holtex sont tous fabriqués en acier inoxydable de première qualité afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite résistance aux corrosions.

Les aciers entrent en contact avec les tissus humains, ils doivent donc se conformer aux normes internationales et à la réglementation en vigueur.

- Dans l'onglet « DOCUMENTS JOINTS », vous pouvez télécharger la notice de « Nettoyage et stérilisation »
- Référence 100% IN-STORE : cette référence d'instrumentation de service est garantie disponible immédiatement.

## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040013480	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	1	Unité nue / Largeur (cm)	1.2
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.2
Unité emballée / Longueur (cm)	12	Unité nue / Longueur (cm)	12.5
Unité emballée / Poids (kg)	0.028	Unité nue / Poids (kg)	0.028

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 02/04/2026 23:21:59 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.