

## LIME À ONGLES

Ref. IL13000



02/04/2026 23:05:12 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## LIME À ONGLES

Ref. IL13000



**Permet de peaufiner l'ongle après l'utilisation d'un ciseau à ongle ou pince coupe-ongles**

### Description

Les instruments Holtex sont tous fabriqués en acier inoxydable de première qualité (AISI 304, 410, 420 et 420A, selon le type d'instrument) afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite résistance aux corrosions.

Les aciers entrent en contact avec les tissus humains, ils doivent donc se conformer aux normes internationales et à la réglementation en vigueur.

Holtex vous garantit des dispositifs médicaux conformes à la directive 93/42/CE et à l'ISO 13485 (2016).

- Dans l'onglet « DOCUMENTS JOINTS », vous pouvez télécharger la notice de « Nettoyage et stérilisation »
- Référence 100% IN-STORE : cette référence d'instrumentation de service est garantie disponible immédiatement.

### Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661040020358	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

#### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	7	Unité nue / Largeur (cm)	1
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité emballée / Longueur (cm)	18
Unité nue / Longueur (cm)	12.5	Unité emballée / Poids (kg)	0.01
Unité nue / Poids (kg)	0.009		

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1		
---------------------------	---	--	--

📅 02/04/2026 23:05:12 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.