

MARCHEPIED INOX HOLTEX, 2 MARCHES AVEC RAMPE/POIGNÉE SPÉCIAL PHLÉBOLOGIE

Ref. OSA0053



03/04/2026 00:45:07 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

MARCHEPIED INOX HOLTEX, 2 MARCHES AVEC RAMPE/POIGNÉE SPÉCIAL PHLÉBOLOGIE



Ref. OSA0053

Description

- Marchepied avec rampe inox
- Structure tube rond en acier inoxydable
- Marches recouvertes de matière plastique antidérapante
- Charge maximum : 150 kg
- Rampe fixée à gauche

- Hauteur totale (rampe incluse): 107 cm
- Hauteur 1° marche: 25 cm
- Hauteur 2° marche: 46.5 cm

- Profondeur totale : 55 cm

Inox ou Epoxy : quelle différence ?

Epoxy : le choix économique. L'acier est simplement recouvert d'une résine pour retarder sa corrosion.

Inox : c'est l'acier modifié pour devenir complètement INOXYDABLE, il ne rouille pas.

Et le saviez-vous ?

Aujourd'hui, plus de 90 % de l'inox est fabriqué à partir d'acier recyclé, c'est bien pour l'environnement !

MARCHEPIED INOX HOLTEX, 2 MARCHES AVEC RAMPE/POIGNÉE SPÉCIAL PHLÉBOLOGIE



Ref. OSA0053

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040168180	Code douanier	9402900000
Garantie (mois)	12	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	48	Unité nue / Largeur (cm)	55
Unité emballée / Hauteur (cm)	9	Unité nue / Hauteur (cm)	107
Unité emballée / Longueur (cm)	82	Unité nue / Longueur (cm)	107
Unité emballée / Poids (kg)	7.6	Unité nue / Poids (kg)	6.5

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 03/04/2026 00:45:07 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.