

**BOÎTE À COTON, INOX, DIAMÈTRE 11 CM,
HAUTEUR 14 CM**

Ref. AI01114



03/04/2026 00:42:30 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BOÎTE À COTON, INOX, DIAMÈTRE 11 CM, HAUTEUR 14 CM



Ref. AI01114

Permet de stocker le coton pour protéger de la poussière

Description

- Diamètre 110 cm
- Vendu avec couvercle pour une protection efficace et hygiénique
- Décontamination avec de l'eau savonneuse (ne pas utiliser de détergent)
- Stérilisable à l'autoclave (134°-18 minutes) ou à l'air sec
- Dans l'onglet « DOCUMENTS JOINTS », vous pouvez télécharger la notice de « Nettoyage et stérilisation »
- Référence 100% IN-STORE : cette référence d'instrumentation de service est garantie disponible immédiatement

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040019208	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	12	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	12	Unité nue / Largeur (cm)	11
Unité emballée / Hauteur (cm)	12	Unité nue / Hauteur (cm)	14
Unité emballée / Longueur (cm)	17	Unité nue / Longueur (cm)	14
Unité emballée / Poids (kg)	0.362	Unité nue / Poids (kg)	0.362

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 03/04/2026 00:42:30 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.