

BASSIN DE LIT, INOX, PANTOUFLE, 48 X 30 CM, SANS COUVERCLE

Ref. AI14830



Description

Contenance 6 Litres

Poids maxi supporté : 90kg

03/04/2026 00:04:57 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BASSIN DE LIT, INOX, PANTOUFLE, 48 X 30 CM, SANS COUVERCLE

Ref. [AI14830](#)



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040019352	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	12	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	55	Unité nue / Largeur (cm)	30
Unité emballée / Hauteur (cm)	8	Unité emballée / Longueur (cm)	30
Unité nue / Longueur (cm)	48	Unité emballée / Poids (kg)	1.08
Unité nue / Poids (kg)	1.07		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 03/04/2026 00:04:57 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.