

## BOÎTE INOX, 18 X 8 X 4 CM

Ref. AI18084



03/04/2026 01:20:23 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## BOÎTE INOX, 18 X 8 X 4 CM

Ref. [AI18084](#)



### Pratique pour ranger des instruments chirurgicaux

## Description

- Vendu avec couvercle pour protéger les instruments
- Décontamination avec détergent et désinfectant
- Stérilisable à l'autoclave (134°-18 minutes)
- Dans l'onglet « DOCUMENTS JOINTS », vous pouvez télécharger la notice de « Nettoyage et stérilisation »
- Référence 100% IN-STORE : cette référence d'instrumentation de service est garantie disponible immédiatement
- Existe en différentes dimensions

## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040019482	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	12	Pays	Pakistan

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	19	Unité nue / Largeur (cm)	8
Unité emballée / Hauteur (cm)	10	Unité nue / Hauteur (cm)	4
Unité emballée / Longueur (cm)	21	Unité nue / Longueur (cm)	18
Unité emballée / Poids (kg)	0.265	Unité nue / Poids (kg)	0.256

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 03/04/2026 01:20:23 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.