

BOÎTE INOX, 20 X 10 X 3 CM

Ref. AI20103



03/04/2026 01:23:51 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BOÎTE INOX, 20 X 10 X 3 CM

Ref. [AI20103](#)



Pratique pour ranger des instruments chirurgicaux

Description

- Vendu avec couvercle pour protéger les instruments
- Décontamination avec détergent et désinfectant
- Stérilisable à l'autoclave (134°-18 minutes)
- Dans l'onglet « DOCUMENTS JOINTS », vous pouvez télécharger la notice de « Nettoyage et stérilisation »
- Référence 100% IN-STORE : cette référence d'instrumentation de service est garantie disponible immédiatement
- Existe en différentes dimensions

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040019499	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	12	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	10	Unité nue / Largeur (cm)	10
Unité emballée / Hauteur (cm)	3	Unité nue / Hauteur (cm)	3
Unité emballée / Longueur (cm)	20	Unité nue / Longueur (cm)	20
Unité emballée / Poids (kg)	0.401	Unité nue / Poids (kg)	0.4

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 03/04/2026 01:23:51 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.