

**BOÎTE INOX, 20 X 10 X 5 CM - PERFORÉE
DESSUS/DESSOUS**

Ref. AI20105P



02/04/2026 23:59:57 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BOÎTE INOX, 20 X 10 X 5 CM - PERFORÉE DESSUS/DESSOUS

Ref. [AI20105P](#)



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040067742	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	12	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	12	Unité nue / Largeur (cm)	10.5
Unité emballée / Hauteur (cm)	6	Unité nue / Hauteur (cm)	5
Unité emballée / Longueur (cm)	21	Unité nue / Longueur (cm)	20.7
Unité emballée / Poids (kg)	0.407	Unité nue / Poids (kg)	0.407

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

 02/04/2026 23:59:57 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.