

**BOÎTE INOX, 40 X 20 X 9 CM - PERFORÉE  
DESSUS/DESSOUS**

Ref. AI40209P



03/04/2026 01:32:29 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# BOÎTE INOX, 40 X 20 X 9 CM - PERFORÉE DESSUS/DESSOUS

Ref. [AI40209P](#)



## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040067889	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	12	Pays	Pakistan

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	21	Unité emballée / Hauteur (cm)	11
Unité emballée / Longueur (cm)	43	Unité emballée / Poids (kg)	1.51
Unité nue / Poids (kg)	1.4		

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1		
---------------------------	---	--	--

📅 03/04/2026 01:32:29 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.