

## BOÎTE À COMPRESSES

Ref. IBOI001



### Description

02/04/2026 23:29:43 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## BOÎTE À COMPRESSES

Ref. IBOI001



### Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040081144	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

#### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	9.5
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	5
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	19.2
Unité emballée / Poids (kg)	0.4	Unité nue / Poids (kg)	0.4

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

 02/04/2026 23:29:43 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.