

# BOÎTE POUR ARTHROPLASTIE DU GENOU

Ref. IBOI209



## Description

## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040082004	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
<b>MESURES</b>			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	7.69
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES</b>			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
<b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>			
Unité emballée / Quantité	1		

03/04/2026 01:20:03 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.