

BOÎTE DE CADWELL LUC POUR SINUS (OUVERTURE DANS LE PALAIS)

Ref. IBOI373



03/04/2026 01:52:49 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BOÎTE DE CADWELL LUC POUR SINUS (OUVERTURE DANS LE PALAIS)



Ref. IBOI373

Description

Cette boîte contient :

- Canule Frazier, 18 cm x 3 mm - coudée
- Gouge de Poirier, 16 cm x 6 mm
- Boîte inox, 28 x 14 x 6 cm -IS
- Maillet Collin, dia. 34 mm, 20 cm, 200 g, 2 têtes, inox
- Pince Troeltsch, Politzer pour ORL, 14 cm, A/G -IS
- Pince Troeltsch, Politzer pour ORL, 14 cm, S/G -IS
- Pince Nasale de Luc, fenêtrée, 19 cm, petit modèle
- Pince Nasale de Luc, fenêtrée, 19 cm, moyen modèle
- Pince Emporte-pièces Citelli, pour otologie
- Spéculum Nasal Vacher, à fenêtre, adulte, 9 mm
- *Spéculum Killian, sans vis de blocage nasal, 50 mm

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040082592	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	1.555

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 03/04/2026 01:52:49 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.