

## CROCHET DE GINESTET

Ref. IC39110



### Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	3661040083773	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

#### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	5	Unité emballée / Hauteur (cm)	2
Unité emballée / Longueur (cm)	24	Unité emballée / Poids (kg)	0.13

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 02/04/2026 23:45:15 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.