

# CURETTE À ASPIRATION, POUR CURETAGE, AVEC RACCORD, 14 MM



Ref. IC58614

## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	3661040012490	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	4.6
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	2
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	32.6
Unité emballée / Poids (kg)	0.2	Unité nue / Poids (kg)	0.2

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 03/04/2026 00:36:45 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.