

DAVIER VERBRUGGE, RÉDUCTEUR, MORS ACÉRÉS, COUDÉ, 24 CM



Ref. ID25524

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040013831	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	11
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	1.2
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	2.6
Unité emballée / Poids (kg)	0.154	Unité nue / Poids (kg)	0.154

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

 02/04/2026 23:50:47 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.