

## ECARTEUR ROUX, SET DE 3

Ref. IE27300



### Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040017105	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
<b>MESURES</b>			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	4.5
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	3.5
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	16.5
Unité emballée / Poids (kg)	0.275	Unité nue / Poids (kg)	0.275
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES</b>			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
<b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>			
Unité emballée / Quantité	1		

 02/04/2026 23:48:51 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.