

FORCEPS SUZOR, 40 CM

Ref. IF22140



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	3661040018621	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	18.1
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	5.2
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	38
Unité emballée / Poids (kg)	0.639	Unité nue / Poids (kg)	0.639

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 03/04/2026 00:38:46 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.