

# LEVIER À OS DE MINI-HOHMANN, 17 CM, 17 MM

Ref. [IL11817](#)



## Caractéristiques

|   |               |                           |          |
|---|---------------|---------------------------|----------|
| Marquage CE                               | CE            | Dispositif Médical        | Classe I |
| Code barre                                | 3661040020259 | Code douanier             | 90189084 |
| Garantie (mois)                           | 24            | Pays                      | Pakistan |
| <b>MESURES</b>                            |               |                           |          |
| Unité emballée / Largeur (cm)             | 2             | Unité nue / Largeur (cm)  | 2        |
| Unité emballée / Hauteur (cm)             | nc            | Unité nue / Hauteur (cm)  | 0.7      |
| Unité emballée / Longueur (cm)            | 17            | Unité nue / Longueur (cm) | 17       |
| Unité emballée / Poids (kg)               | 0.097         | Unité nue / Poids (kg)    | 0.097    |
| <b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES</b> |               |                           |          |
| Température mini                          | NA            | Température maxi          | NA       |
| Humidité mini                             | NA            | Humidité maxi             | NA       |
| <b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>            |               |                           |          |
| Unité emballée / Quantité                 | 1             |                           |          |

📅 03/04/2026 00:37:54 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.