

LEVIER À OS DE BENETT, 24 CM

Ref. IL11924



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	3661040020327	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	4	Unité nue / Largeur (cm)	4.2
Unité emballée / Hauteur (cm)	6	Unité nue / Hauteur (cm)	6.4
Unité emballée / Longueur (cm)	24	Unité nue / Longueur (cm)	24.2
Unité emballée / Poids (kg)	0.171	Unité nue / Poids (kg)	0.171

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---