


**MAILLET DE BERGMANN, 2 TÊTES, 510 G,
23 CM, INOX**

Ref. IM02500



CE



03/04/2026 01:53:19 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

MAILLET DE BERGMANN, 2 TÊTES, 510 G, 23 CM, INOX

Ref. [IM02500](#)



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	3661040020419	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES


Unité emballée / Largeur (cm)	6	Unité nue / Largeur (cm)	6
Unité emballée / Hauteur (cm)	3	Unité nue / Hauteur (cm)	3.7
Unité emballée / Longueur (cm)	23	Unité nue / Longueur (cm)	23.3
Unité emballée / Poids (kg)	0.607	Unité nue / Poids (kg)	0.607

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

 03/04/2026 01:53:19 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.