

BOUGIE HÉGAR, SIMPLE INOX, 19 CM, N°11

Ref. IS01611



Exemple de bougies Hégar simple, inox.
30 tailles disponibles, nous consulter



03/04/2026 00:00:36 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BOUGIE HÉGAR, SIMPLE INOX, 19 CM, N°11

Ref. [IS01611](#)



Description

Bougié Hégar simple, inox

30 Tailles disponibles, nous consulter

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040029818	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	1.2
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.7
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	19.1
Unité emballée / Poids (kg)	0.05	Unité nue / Poids (kg)	0.1

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

03/04/2026 00:00:36 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.