

# SPÉCULUM VAGINAL COLLIN, 40 MM, LONG 110 MM

Ref. IS04640



02/04/2026 23:07:16 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# SPÉCULUM VAGINAL COLLIN, 40 MM, LONG 110 MM

Ref. [IS04640](#)



## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040030258	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	4
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	6.7
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	11
Unité emballée / Poids (kg)	0.29	Unité nue / Poids (kg)	0.28

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 02/04/2026 23:07:16 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.