

MINI SAC OUessant BLEU AVEC POCHETTE NOIRE, DE BOISSY

Ref. MDOUES02

De Boissy
— DEPUIS 1982



03/04/2026 02:00:57 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

MINI SAC OUessant BLEU AVEC POCHETTE NOIRE, DE BOISSY

Ref. MDOUES02



DEPUIS 1982

La version mini du Sac Médical OUessant

Description

Ecoresponsable, personnalisable et « super organisé » pour un look tendance avec toutes les options pratiques et modernes.

Tous les tissus, extérieurs comme intérieurs, certifiés Global Recycled Standard (GRS), ont été fabriqués à partir de matière recyclée et restent lavables, résistants et déperlants.

Son bleu profond, inspiré par les rivages d'Ouessant, est sublimé par des finitions effet cuir noir grainé, conférant une allure élégante et professionnelle.

Si De Boissy a tenu à rendre hommage aux soignants et s'inspirer pour ses sacs de la forme de la sacoche traditionnelle en cuir des médecins, le look des sacs Ouessant contraste bel et bien avec le classicisme habituel. De Boissy a joué la carte de l'élégance, de la tendance et de la modernité. Et il n'en reste pas moins qu'ils ont été conçus pour être « ultra pratiques », pour être le meilleur allié des professionnels de santé lors de leurs visites médicales à domicile ou en collectivité.

- La version mini de Sacs Médicaux Etrepat et Eiffel
- L'espace principal intérieur comprend aussi 6 poches, un séparateur et les 2 compartiments mobiles : 1 transparent et 1 isotherme, fourni avec sa poche de gel froid réutilisable
- La poche ventrale mesure 31×15 cm
- Toujours à l'extérieur : les 3 petites poches zippées, plus celle avec élastique pour la bouteille de gel, la pochette d'aspect cuir grainé détachable-personnalisable, et le port USB externe avec câble de chargement intégré
- Même poignées, bandoulière, porte-nom et fond antidérapant que le grand format
- Dimensions l x h x p : 32 x 28 x 20 cm
- Poids : 1,6 kg
- Contenu maximal recommandé : 4 kg / 15 litres
- Vendu vide

Le sac De Boissy est remis dans son sac anti-poussière afin de le protéger lorsqu'on le range. Gris avec des motifs, cet accessoire est conçu à partir de matières recyclées avec un serrage par cordon.

📅 03/04/2026 02:00:57 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

MINI SAC OUessant BLEU AVEC POCHETTE NOIRE, DE BOISSY

Ref. MDOUES02

De Boissy
— DEPUIS 1982

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446042424	Code douanier	42022290
Garantie (mois)	12	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	54	Unité emballée / Hauteur (cm)	42
Unité emballée / Longueur (cm)	57	Unité emballée / Poids (kg)	1.05
Unité nue / Poids (kg)	1.05		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

 03/04/2026 02:00:57 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.