

CAPTEUR SPO2 CLIP NÉONATAL RÉUTILISABLE POUR VITALIMATE MINI

Ref. MONI010D



CE
0123



📅 03/04/2026 00:51:29 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CAPTEUR SPO2 CLIP NÉONATAL RÉUTILISABLE POUR VITALIMATE MINI



Ref. [MONI010D](#)

Le capteur SpO2 clip neonatal Vitalimate MINI

Description

Capteur SpO2 clip réutilisable néonatal rigide

Très confortable avec sa protection interne en silicone, le capteur s'utilise pour les petits patients nouveaux-nés avec le moniteur Vitalimate MINI de Spengler.

- longueur 1m
- capteur à 6 broches

Existe aussi en taille adulte et pédiatrique.

Spengler propose aussi des capteurs en silicone ainsi qu'un clip oreille pour le Vitalimate MINI

Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIb
Code barre	6948309002537	Code douanier	9018193090
Garantie (mois)	6	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.055
Unité nue / Poids (kg)	0.05		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	55
Humidité mini	10	Humidité maxi	93

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

📅 03/04/2026 00:51:29 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.