

BOÎTE INOX, 25 X 10 X 5 CM

Ref. AI25105



06/04/2026 21:39:38 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BOÎTE INOX, 25 X 10 X 5 CM

Ref. [AI25105](#)



Pratique pour ranger des instruments chirurgicaux

Description

- Vendu avec couvercle pour protéger les instruments
- Décontamination avec détergent et désinfectant
- Stérilisable à l'autoclave (134°-18 minutes)
- Dans l'onglet « DOCUMENTS JOINTS », vous pouvez télécharger la notice de « Nettoyage et stérilisation »
- Existe en différentes dimensions

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040019543	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	12	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	10	Unité nue / Largeur (cm)	10
Unité emballée / Hauteur (cm)	5	Unité nue / Hauteur (cm)	5
Unité emballée / Longueur (cm)	25	Unité nue / Longueur (cm)	25
Unité emballée / Poids (kg)	0.563	Unité nue / Poids (kg)	0.563

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 06/04/2026 21:39:38 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.