

**PORTE-PINCE À SERVIR, DIA. 50 MM,
HAUTEUR 200 MM, AVEC COUVERCLE**

Ref. AI11723



CE



06/04/2026 21:23:36 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

PORTE-PINCE À SERVIR, DIA. 50 MM, HAUTEUR 200 MM, AVEC COUVERCLE

Ref. AI11723



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040019321	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	12	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	11	Unité nue / Largeur (cm)	5
Unité emballée / Hauteur (cm)	11	Unité nue / Hauteur (cm)	20
Unité emballée / Longueur (cm)	24	Unité nue / Longueur (cm)	20
Unité emballée / Poids (kg)	0.222	Unité nue / Poids (kg)	0.222
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

06/04/2026 21:23:36 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.